



FABRICATION
FRANÇAISE



2L PROMINA

BACTÉRICIDE PULVÉRISATION CHOC

CARACTERISTIQUES

Formulation alcoolique a base d'ammonium quaternaire qui permet d'éliminer toutes les odeurs désagréables ou persistantes. Grace a un choix de parfum de qualité, avec une bonne rémanence, une pulvérisation puissante vous permet de traiter des grands volumes en toute simplicité, contre les odeurs nauséabondes meme dans les parties inaccessibles. Elimine les bactéries, les levures, les moisissures, les champignons et laisse un parfum agréable (menthe).

Concentration des matières actives :

- ✓ Chloure de didecyldimethylammonium (cas n° 7173-51-5): 0.38%
- ✓ N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (cas n° 2372-)
- ✓ Ethanol (cas n° 64-17-5) : 49.70 % m/m.

Efficacite bactericide, fongicide et virucide en conditions de proprete.

	Souches	Normes	Temps de contact
Bactericide	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli	NF EN1276 NF EN13697+A1	5 minutes 15 minutes
Fongicide Levuricide	Enterococcus hirae Aspergillus brasiliensis Candida	NF EN1650 NF EN13697+A1	15 minutes 15 minutes
Virucide	albicans Virus de la vaccine souche Ankara ATCC VR-1508 Ensemble des virus enveloppes	NF EN14476+A2	5 minutes

Substances actives notifiées dans le cadre de la directive 98/8/CE concernant les produits biocides.

1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – 2lchimie@orange.fr



DOMAINE D'UTILISATION

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES CONCERNANT LE PRODUIT AVANT TOUTE INFORMATIONS

Grace a son système de diffusion longue portée (jusqu'a 4 metres), il permet de traiter tous types de locaux : halls, salles de reunion, bureaux, salles d'attente, depots, gymnases, caves, sanitaires, rames de metro, collectivites, night-club etc. Une pression de 2 secondes permet de traiter un espace de 50m3 et vous permet d'atteindre toutes les parties inaccessibles. NOTE : cet aerosol est reserve a l'usage des professionnels.

MODE D'EMPLOI

Protéger les aliments et les aquariums en les déplaçant ou en les recouvrant. Fermer portes et fenêtres. Utiliser tete en haut, en procédant par de brèves pulvérisations. Interdire l'accès au local lors du traitement. Laisser agir au minimum 15 minutes puis bien aerer pendant 30 minutes avant de reintegrer la pièce. Renouveler l'application regulierement en tenant compte de l'intensite du passage. Ne pas pulveriser a proximite des appareils electriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le materiel n'est sous tension. Attendre 5min avant de remettre le materiel sous tension.

RECOMMANDATIONS

Danger.

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi. TP2. Préparation biocide. Date d'expiration : 2 ans.